

Oxígeno medicinal



Una nueva visión del tiempo



EXCLUSIVO

TUPI[™]
TIME-INTELLIGENT
PRESSURE INDICATOR

INNO₂VATIVE
SOLUTIONS

● **TAKEO™** es fiable y segura gracias a su uso intuitivo

ABRIR Y GIRAR

la válvula para seleccionar el caudal deseado

El diseño ergonómico de la tulipa de **TAKEO™** permite un fácil acceso a la válvula y a las conexiones frontales



● **TAKEO™** integra un sistema inteligente y exclusivo para controlar el tiempo

TIPI™
TIME-INTELLIGENT
PRESSURE INDICATOR

CONOCER el TIEMPO restante

Cuando se utiliza oxígeno en botella, es esencial conocer el tiempo restante de administración



TIPI™ indica el tiempo restante:

- ✓ AUTOMÁTICAMENTE
- ✓ CON CLARIDAD
- ✓ RÁPIDAMENTE

LA
SEGURIDAD,
LO
PRIMERO

NUEVAS FUNCIONES Y ERGONOMÍA MEJORADA



OPTIMIZAR EL TIEMPO

TIPI™
TIME-INTELLIGENT
PRESSURE INDICATOR

TIPI™ le ofrece información clara y le ayuda a administrar el oxígeno de forma eficaz y segura.



..... **Siempre disponible:**
el gráfico de barras indica la presión



Durante la administración:

una pantalla totalmente automatizada indica el **TIEMPO restante** en función del caudal seleccionado.

Litros

Antes de la administración:

aparece el **VOLUMEN restante** de oxígeno directamente en litros.

AUMENTAR LA SEGURIDAD

- Gracias a la continua visualización del tiempo restante y volumen disponible, **TIPI™** indica de forma precisa cuando tiene que sustituirse la botella

Aparecen mensajes de seguridad y alarmas sonoras:

- cuando la presión del oxígeno cae por debajo de los 50 bar (1/4 de la capacidad)
- cuando quedan menos de 15 minutos de autonomía

- La pantalla **TIPI™** es altamente resistente a los impactos
- La etiqueta, grande y fácil de leer, evita confusiones con otras botellas
- El nuevo enganche mejora la seguridad cuando se cuelga la botella

**LA
SEGURIDAD,
LO
PRIMERO**

REALIZAR AHORROS


OPTIMIZACIÓN
DEL CONSUMO
DE OXÍGENO

TAKEO™ tiene múltiples ventajas económicas:

- **Consumo óptimo de oxígeno:**
En países europeos y americanos, TAKEO™ asegura un uso más eficaz del oxígeno disponible en una botella.
- **Uso eficaz del contenido de la botella sin riesgo de que se acabe de forma inesperada:**
Mejor aprovechamiento del contenido de la botella.
- **Frecuencia de rotación reducida:**
La frecuencia de rotación de las botellas y sus costes asociados (tiempo, manipulación, transporte, gestión de pedidos...) se reducirán.

Una formación específica por parte de Air Liquide Healthcare puede ayudarle a optimizar su consumo de oxígeno







Contacto

Air Liquide Medicinal, S.L.U.
Paseo de la Castellana, 31
28046 Madrid
Tel.: 91 502 96 30
Fax. 91 502 95 60



McCANN
MUNDT

2013



Air Liquide Healthcare es un líder mundial de gases medicinales, de cuidados de salud a domicilio, de productos de higiene y de ingredientes de especialidad de productos sanitarios. Su misión es proporcionar a sus clientes, a lo largo de todo el recorrido de la atención sanitaria desde el hospital al domicilio, productos médicos, ingredientes de especialidad y servicios que contribuyen a proteger las vidas vulnerables.

Air Liquide Healthcare:

- La experiencia de un líder mundial en gases medicinales
- Un sólido conocimiento a disposición de:
 - Profesionales de la salud
 - Centros hospitalarios
 - Autoridades en materia sanitaria
- Un continuo e innovador compromiso con:
 - La seguridad
 - La salud de los pacientes
 - La gestión de recursos y costes
 - La ergonomía y sencillez en el uso

Póngase en contacto con su representante local de Air Liquide para obtener más información sobre programas de formación, servicios y soluciones con productos específicos para sus necesidades.

